

TONALIM® LÍQUIDO

DETERGENTE ALCALINO CLORADO

Código

410184

Composición

Detergente alcalino a base de hipoclorito de sodio.

Propiedades

TONALIM® LÍQUIDO es un detergente alcalino clorado de amplio espectro desinfectante para *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Aspergillus niger*, *Candida albicans*, *Pseudomona aeruginosa*, *Citrobacter freundii*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella enterica ser. Choleraesuis*, *Vibrio cholerae ser. ogawa*, *Penicillium spp.* Se adiciona su acción detergente por ser desengrasante y removedor de residuos proteicos.

TONALIM® LÍQUIDO no produce espuma, es fácil de enjuagar y no deja residuos. Su formulación balanceada no ataca materiales como aluminio, acero inoxidable, gomas y plásticos.

Instrucciones de uso

Indicado para la limpieza y desinfección en las superficies inertes como pisos, paredes, techos de industrias de alimento, sin estar en contacto con alimentos.

En primer lugar, enjuagar con agua tibia o caliente la superficie o equipo a limpiar

Seguidamente, diluir 3mL de **TONALIM® LÍQUIDO** por litro de agua (puede ser agua fría o caliente según la necesidad) y aplicar con escobillado sobre la superficie a limpiar. En el caso de presentar un alto grado de suciedad, repetir esta operación. Finalmente enjuagar con agua fría.

A dosis de 10mL/Litro de agua, **TONALIM® LÍQUIDO** actúa como sanitizante y desinfectante dependiendo de la cantidad de materia orgánica presente en el medio.

Almacenamiento

Almacenar en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar o temperaturas elevadas (menores de 25° C).

Manténgase fuera del alcance de los niños y alimentos.

Advertencias y precauciones

No ingerir. Producto irritante. Evite salpicaduras a la piel y ojos. Manipule el producto con guantes, gafas de seguridad. No mezcle con otros productos. No eliminar los desechos a cursos de agua navegables.

En caso de ingestión, beber agua pura, no inducir al vómito.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón por un periodo prolongado de tiempo para asegurar el retiro del producto. En caso de contacto con los ojos: lavas con abundante agua por 15 a 20 minutos. Retirar a la persona al aire libre. Si persisten las molestias, acudir a un centro asistencial. No tiene antídoto específico.

Presentaciones

Envase de PEAD de 1L, 5L, 20L, 60L, 220L y 1000L.

Condición de venta

Venta especializada

Fabricado por:

Veterquímica S.A.
Camino a Lonquén 10387, Maipú, Santiago, Chile

Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú SAC
Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, Lima-Perú.

Perú Reg. 8342-2019/DCEA/DIGESA/SA
Perú Reg. 0473-2020/DCEA/DIGESA/SA